

... HÉMOSTASE & RTG/ROG

HÉMOSTATIQUES | BIOMATÉRIAUX & MEMBRANES | ASPIRATION/IRRIGATION

IRRIGATION

IRRIGATION EXTERNE MANUELLE OMNIRRIGATOR

Refroidissement en implantologie.

616145 Manchette d'irrigation à pression + 1 poche de 1 litre de liquide de refroidissement

630001 Set d'irrigation manuelle avec régulateur de flux start-top à utiliser avec la manchette

Boîte de 5 sets

SETS D'IRRIGATION

Pour divers micro-moteurs mono ou double

630002 Avec Y 1 & 2 voies Pour micro-moteur Soluget 3000 | Soluget 2000 | Suni Satelec

630003 Avec Y 1 & 2 voies Pour micro-moteur Nouvag 3000 | Nouvag 7000 | MD10 Strauman modèle Nouvag

630004 Avec Y 1 & 2 voies Pour micro-moteur Elcomed 200 | 100 W&H

630005 Avec Y 1 & 2 voies Pour micro-moteur Nobel Biocare 80 | Implantmed W&H | Frioss Ace | Unit S | Strauman | Innova Corp. 3I | Centerpulse | Lifecore

630006 Avec Y 1 & 2 voies Pour micro-moteur Surgic II | Surgic XT | NSK

630010 Avec Y 1 & 2 voies Pour 600F Osseo System

630011 Avec Y 1 & 2 voies Pour Bien-Air Chiropro Hersel avec robinet

630012 Avec Y 1 & 2 voies Pour Nouvag 8000

630007 Avec 1 & 2 voies Pour micro-moteur Bien Air-Hersel

630009 Avec 1 & 2 voies Pour micro-moteur Anthogyr 11050

630008 Avec 1 voie Pour micro-moteur KaVo Intrasurg 300 / Intrasurg 500

Lot de 10 sets

PHYSIODISPENSER POUR PIEZOSURGERY I-II MECTRON

Set d'irrigation

999050 Lot de 10 sets

DIVERS

COMPRESSES HARTMANN

- > Non stériles / stériles
- > Nontissé 40g/m³ (70% visqueuse et 30% polyester)
- > 4 plis, 4 épaisseurs : très bonnes capacités d'absorption



616120 Non stériles (stérilisables à la vapeur d'eau) 5 x 5 cm

Paquet de 10 sachets de 100 compresses

616125 Non stériles (stérilisables à la vapeur d'eau) 7,5 x 7,5 cm

Paquet de 10 sachets de 100 compresses

616130 Stériles (Double ouverture + témoin de remplissage pour contrôle visuel) 5 x 5 cm

Boîte distributrice de 75 sachets [5 compresses]

616135 Stériles (Double ouverture + témoin de remplissage pour contrôle visuel) 7,5 x 7,5 cm

Boîte distributrice de 50 sachets [5 compresses]

PANSEMENT PARODONTAL PERIOCARE

- > Pratique à utiliser : 1 mesure de base pour une mesure de gel à mélanger sur un bloc, puis à modeler avec les doigts
- > Prêt à utiliser en 60-75 secondes
- > Reste en bouche aussi longtemps que nécessaire sans se désintégrer
- > Facile à retirer
- > Naturellement coloré, goût et odeur neutres
- > Ne contient pas d'Eugénol
- > Economique : 180 ml au total.



616148 Coffret : 1 tube base (90 ml) + 1 tube gel (90 ml) + 1 bloc mélange

