



DEXTER

VECTEUR DE PROGRÈS

Triptyque polissoirs

Gamme Dexter

Snap/Disques

Pour les céramiques

Pour les composites

Pâtes à polir



*Tous ces produits sont des dispositifs médicaux
non remboursés par la sécurité sociale.
Lire attentivement la notice et l'étiquette avant
toute utilisation*

Sauf spécificité : Classe IIa CE 0123 TUV
Fabricant : Shofu



F1

Polissage des résines



A3



A5



A6



A8

Polissage des métaux précieux



B1



B3



B5



B6



B8

Polissage de l'amalgame et métaux



C1



C3



C5



C6



C8

Lustrage de l'amalgame, métaux et métaux précieux



D1



D3



D4



D5



D6



D8

Polissage du composite



E1



E3



E4



E5



E6



E8

Lustrage du composite



N1



N2



N3



N4



N5



N6



N8



N9

Polissage du composite en une seule étape



U1



U2



U3



U4



U5



U6



U8



U9

Ultralustringement du composite



Z8



Z9

Polissage de la Zircon et autres céramiques en 1 étape



ZB5



ZB6



ZB8



ZR5



ZR6



ZR8

Polissage de la Zircon et autres céramiques en 2 étapes



Ø 10 mm
Polissage



Ø 14 mm
Polissage



Ø 10 mm
Lustrage



Ø 14 mm
Lustrage



Ø 14 mm
Finition



Ø 14 mm
Pré polissage



Ø 14 mm
Polissage



Ø 14 mm
Lustrage

Le polissage du composite

Polissoirs à utiliser pour la finition et le polissage de toutes les céramiques

Les disques de polissage SuperSnap



DEXTER
VECTEUR DE PROGRÈS

Contourage

Réf: **L506**



Gros grains dessus

Réf: **L507**



Gros grains dessus

Finition

Réf: **L508**



Grains moyens dessus

Réf: **L509**



Grains moyens dessous

Réf: **L528**



Grains moyens double face

Réf: **L522**



Grains moyens double face

Polissage

Réf: **L501**



Grains fins double face

Réf: **L519**



Grains fins double face

Réf: **L511**



Grains fins double face
Disques plus épais gamme X-TREME

Réf: **L531**



Grains fins double face
Disques plus épais gamme X-TREME

Lustrage

Réf: **L502**



Grains très fins double face

Réf: **L521**



Grains très fins double face

Réf: **L512**



Grains très fins double face
Disques plus épais gamme X-TREME

Réf: **L532**



Grains très fins double face
Disques plus épais gamme X-TREME

Mandrins

Réf: **0439**



Mandrins turbine FG (x6)

Réf: **0438**



Mandrins Contre-angle CA (x6)

Réf: **0440**



Mandrins Contre angle usage unique (x100)



Dura-Green Dia :

Finition Zircone, Di -Silicate de lithium, alumine, céramiques pressées et stratifiées



RECOMMANDÉ
POST USINEUSE

Shape	CY5	FL3	IC5	KN7	RD2	RD3	TC2	TC4	WH6
ISO NO.	056	031	070	125	024	035	025	040	125
HP*	0156**	0158	0162	0154**		0159	0161	0155	0157**
CA		0163				0164	0165		
FG		0168			0167				

*Vendues par 3


** Références vendues par 2

ZiLMaster :

Pour Zircone et di-silicate de lithium




RECOMMANDÉ
POST USINEUSE



	Shape	Bullet	Knife	Cup	Minipoint	KN7	WH6	Unmounted Wheel
	ISO NO.	040	090	065	030	125	120	170
ZiLMaster Gros	HP 3 pcs.	0640			0641	0642	0643	
	HP 1 pc.							0645
	CA 3 pcs.	0658	0662	0663	0661			
ZiLMaster Moyen	HP 3 pcs.	0646			0647	0648	0649	
	HP 1 pc.							0651
	CA 3 pcs.	0665	0659	0668	0666			
ZiLMaster Fin	HP 3 pcs.	0652			0653	0654	0655	
	HP 1 pc.							0657
	CA 3 pcs.	0670	0672	0673	0671			

Céramisté:

Pour céramiques classiques et émail dentaire



	Shape	Bullet	Cup	Knife	Wheel	Midipoint	KN7	PC2	WH6	Unmounted wheel
	ISO NO.	040	065	090	090	060	125	050	120	220
Standard (prepolish)	HP						0261	0262	0263	0451
	CA	0251	251A	0252	0253	253A				
	FG					253B				
Ultra (polish)	HP						0264	0265	0266	0452
	CA	0254	254A	0255	0256	256A				
	FG					256B				
Ultra II (superpolish)	HP						0267	0268	0269	452A
	CA	0257	257A	0258	0259	259A				
	FG		257B			259B				

Céramaster:

Pour toutes les céramiques



SANS H₂O



	Shape	Bullet	Knife	Cup	Minipoint	KN7	WH6	Unmounted wheel
	ISO No.	040	090	065	030	125	120	220
CeraMaster Gros	HP	126C			129C	127C	128C	132C
	CA	121C	122C	123C	124C			
CeraMaster Fin	HP	0126			0129	0127	0128	
	CA	0121	0122	0123	0124			



DuraWhite

(Pierre d'Arkansas) :

Pour la finition des composites



Shape	CN1	CY2	FL1	FL2	FL3	IC4	KN1
ISO NO.	024	025	030	025	030	045	050
HP	0201		0202	0203	0204	0205	
CA	0221		0222	0223	0224		
FG	0241	0243	0240	0244			0246



Shape	RD1	RD2	RE1	TC1	TC4	WH1	WH4
ISO NO.	030	024	062	020	040	040	060
HP	0207	0208	0209	0210	0211		0212
CA	0227	0228	0229	0230			----
FG	0247	0248		0249		0250	

CompoSite : 2 étapes

Finition et polissage du composite
Enlever les restes de colles orthodontiques




	Shape	Bullet	Knife	Wheel	Disk	Cup	Pear-Point	IC	Midipoint
	ISO NO.	040	090	090	160	080	033	090	040
CompoSite	CA	0191	0192	0193	0194	0195	0196	0197	0198
	FG						0196B		0199
CompoSite Fin	CA	0291	0292	0293	0294	0295	0296	0297	0298
	FG						296B		0299

OneGloss : 1 étape


Finition et polissage du composite
Polissage des joints inlays, onlays




	Shape	Cup	Minipoint	IC	Minipoint	Mandrin
	ISO NO.	060	060	100	030	
OneGloss M		0187	0188	0189	0186	
OneGloss		0181	0182	0183		0435
OneGloss PS		0176	0177	0178		

Compomaster: 2 étapes

Pour le pré-polissage,
polissage et lustrage




	Shape	Bullet	Knife	Cup	Minipoint	KN7	WH6	Unmounted wheel
	ISO No.	040	090	065	030	125	120	220
Compomaster Gros	HP	116C			119C	117C	118C	131C
	CA	111C	112C	113C	114C			
Compomaster Fin	HP	0116			0119	0117	0118	
	CA	0111	0112	0113	0114			



Les pâtes de lustrage

Acrypoint : Polissoirs pour les résines acryliques



	Shape	BP1	PC2
	ISO-Nr.	100	050
Gris foncé	H 6 St.	SE0009	
	H 12 St.		SE0006
Marron	H 6 St.	SE0010	
	H 12 St.		0292
Gris	H 6 St.	SE0011	
	H 12 St.		SE0008

Divers polissage

Brownie, Greenie, SuperGreenie

	Shape	Cupule	Minipoint	KN7	PC2	WH6	Floppie	Disk	Unmounted wheel
	ISO NO.	065	030	125	050	120	220	160	220
Brownie	PM 12 pces			0271	0272	0273	0458		0453
	CA 12 pces	0401	0403	0281	0282	283		0405	
	CA 72 pces	H401	H403						
	FG 12 pces	0411	0413						
	FG 72 pces	H411	H413						
Greenie	PM 12 pces			0274	0275	0276	0459		0454
	CA 12 pces	0402	0404	0284	0285	0286		0406	
	CA 72 pces	H402	H404						
	FG 12 pces	0412	0414						
	FG 72 pces	H412	H414						
Super Greenie	PM 12 pces			0277	0278	0279			454A
	CA 12 pces	402A	404B	0287	0288	0289			
	FG 12 pces	412A	414B						

DuraPolish 20grs Lustrage des résines acryliques



Réf: 800552

Dura-Polish contient 73% en poids de fines particules d'alumine qui permettent d'obtenir un beau polissage des composites, alliages métalliques et résines acryliques.

DuraPolish Dia 5grs Lustrage de toutes les céramiques



Réf: 800554

Dura-Polish DIA contient 67% en poids de particules de diamants d'une taille inférieure à 1µm. Elle permet d'obtenir très rapidement un lustrage parfait de toutes les céramiques et composites.

Les pâtes de prophylaxie (40g)

Réf: 800572 **Merssage régular:** 170-180 µ

Goût **menthe**, ôter les colorations en début de traitement prophy

Réf: 800573 **Merssage Fine:** 40-50 µ

Goût **citron**, enlever la plaque et polir après détartrage et blanchiment

Réf:800575 **Merssage Plus:** <10 µ

Goût **orange**, polissage après détartrage et blanchiment

