

DEXTER

VECTEUR DE PROGRÈS

DEXTA-ENDO Pro

MOTEUR ENDODONTIQUE



Moteur endodontique sans balais
avec localisateur d'apex intégré

DEXTA-ENDO Pro

MOTEUR ENDODONTIQUE

Localisateur d'apex intégré avec réglage du comportement de la lime à l'apex(arrêt, reverse et ralenti)

Les fonctions

- Fonction localisateur d'apex en «Plug & Play*».
- Longueur de travail mesurable avec la fonction mesure électronique du canal.
- Fonction rotation continue horaire et anti-horaire.
- Fonction réciproque réglable au degré près.
- Fonction réciproque adaptative.
- 10 programmes personnalisables et mémorisables.
- Nombreux programmes préréglés pour la plupart des limes du marché.
- Réglage de la vitesse de 100 à 1 200rpm.
- Réglage du couple de 0,4 à 5Nm-1.
- Réglage pour droitier ou gaucher.
- Réglage du son du beeper.
- Fonction arrêt et démarrage du moteur lors de l'introduction dans le canal.



* Brancher et en fonction

Socle profilé avec témoin de charge

DEXTA-ENDO Pro

MOTEUR ENDODONTIQUE

Mini tête pour plus de place

Contre-angle orientable à 360° pour les accès difficiles

Bouton ergonomique multifonctions

Très silencieux !


Moteur sans balais et sans entretien

Ecran digital clair et simple indiquant toutes les fonctions actives et la progression de la lime dans le canal

Batterie interchangeable

Juste 3 touches de navigation pour toutes les fonctions





DEXTER
VECTEUR DE PROGRÈS

DEXTA-ENDO Pro

MOTEUR ENDODONTIQUE

Besoin d'informations supplémentaires ? Contactez-nous pour une démonstration !



01 34 34 38 10



<https://www.dexter.fr/>



service.clients@dexter.fr