

Un peu d'histoire . . .

1946 : Mise au point des premières fraises diamantées artisanales par le Dr Hubschmid en Suisse.

1970 : Naissance de la société Dental Emco, fabricant de fraises dentaires, par Mr. René Charrier.

1993 : Certification CE0459 (directive européenne 93/42/CE) gage de la qualité de nos instruments rotatifs :

- Diamants naturels de haute qualité.
- Mandrins des fraises calibrés à 0,004mm près.
- Mandrins réalisés soit en acier inoxydable austénique (acier chirurgical) soit en carbure de tungstène.
- Maîtrise de la technique d'électrodéposition et galvanisation pour les fraises diamantées y compris les ultras gros grains.
- Validation de l'usinage des fraises métalliques.

2003 : Obtention de la Norme ISO 9001 (version 2000) vous garantissant une qualité de service certifiée et contrôlée.

• Quelques une de nos innovations :

- 2026 : Nouvelle gamme complète de polissoirs diamantés DEXTER haute performance.
- 2025 : Nouvelle gamme de fraises pour la vertiprep.
- 2023 : Fraise coupe zircone ZIRCON CUT haut pouvoir de coupe.
- 2020 : Nouvelle Fraises Boules CA tungstène Ultra long life, nouvelles coupe-couronnes Cut'Runner et Formule S et les fraises marquées pour inlays-onlays, les Top-Deeph®.
- 2018 : Fraise d'Implantoplastie du Dr. Khayat.
- 2016 : Fraise guide d'implantologie graduée du Dr. Maximini.
- 2015 : Fraise découpe zircone Very Dark® (Bague noire et rouge).
- 2014 : Fraise Coupe couronne Samourai II (concept 100% en carbure de tungstène à lame brevetée pour les métaux I durs)
- 2012 : Fraise série Z à diamants ronds (double bagues rouges et jaunes) pour la retouche de toutes les céramiques.
- 2010 : Fraise diamantée à bague violette, la Diam'Elite® à ultra-gros grains de diamants à 240µm.
- 2008 : Fraise « One step finisher® », une multi-lames, bague bleue, pour finir le composite en une seule étape.
- 2006 : Fraise diamantée à bague bleue foncée, la Blue Raptor® la première fraise à super gros grains de diamants à 200µm.
- 2004 : Fraise coupe métal et céramique H21RLY Total-Cut® (nouveau profil « diamanté » des lames).
- 2002 : Fraise Amalgavore® pour la dépose des amalgames.
- 2000 : Fraises de micro-dentisterie.
- 1998 : Fraises à os à double lames croisées.
- Et caetera . . .

Fraises Diamantées Soins et Prothèse

PAGE 1, 2 et 5

Fraises tungstène soin

PAGE 3

Fraises tungstène finition

PAGE 4

Découpe et retouche de couronne






PAGE 4






Les fraises de chirurgie et d'endodontie


PAGE 4

Les polissoirs

PAGE 5









Référence	Mandrins classiques 22mm										Mandrin long (L) 26mm						H1HL-CA		
Diamètre	006	008	010	012	014	016	018	021	023	027	010	014	018	021	023	027/029/031	006	008	010
H1 Tungstène	●	●	●	●	●	●	●	●	●								●	●	●
H1S Tunstène HD*			●	●	●	●	●	●	●	●		●	●		●	● ● ●	●	●	●
H1EL Tg HD* col fin			●	●	●	●	●	●	●			●	●						
H1SX Tg HD*			●	●	●	●	●	●	●										
H1SXN Tg HD* col fin Ultra-long-life			●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●				
H1SDR Tg HD* col fin surtaillée AV*				●	●	●	●				●	●	●	●	●				

Référence	H2								H7				H7L		
Diamètre	007	008	009	010	012	014	016	018	008	010	012	014	008	012	014
Tg mandin turbine	●		●	●	●	●	●		●	S ●	●	●	●	●	●
Tg contre angle		●		●	●	●		●			●				

[illegible][illegible]

